

# DISTRIBUIMOS....




&



IFP, MCP Y MCP-X (PREFLEX) DE SILICONA



- Diseño comprobado de bisagra de transferencia de carga dorsal
- Rango de tamaño completo (11 tamaños)
- Fabricado en silicona resistente a la rotura
- Instrumentación simple y precisa



# DISTRIBUIMOS...



&



**surgival**  
GRUPO COSÍAS

## TACTYS® PRÓTESIS ARTICULAR INTERFALÁNGICA PROXIMAL

Superficie articular proximal fabricada en polímero de fácil sustitución en caso de cirugía de revisión.

Superficie articular proximal Polietileno de peso molecular ultraelevado

Superficie articular distal Aleación de cromo-cobalto

Vástago distal Aleación de titanio


Revestimiento parcial de hidroxiapatita

Diseño anatómico de ajuste a presión

Revestimiento parcial de hidroxiapatita

Vástago proximal Aleación de titanio  
Diseño anatómico de ajuste a presión


Tope para evitar que el vástago se hunda en la falange



### INSTRUMENTAL

- Instrumental ergonómico específico para cada falange
- Código de colores para cada instrumento y la caja

- Naranja: Distal
- Negro: Proximal




INSTRUMENTAL  
PROXIMAL

IMPLANTES DE  
PRUEBA

INSTRUMENTAL  
DISTAL

IDENTIFICACIÓN DE IMPLANTES DE PRUEBA DE TAMAÑOS XS, S, M Y L MEDIANTE UN CÓDIGO DE COLORES ESPECÍFICO

- L
- M
- S
- XS



DISTRIBUIMOS...



&



**STAR®**  
ARTOPLASTIA TOTAL DE TOBILLO

